

CLL150

ENDOSKOPI İÇİN TAŞINABİLİR LED IŞIK KAYNAĞI

*Endoskopi uygulamalarındaki aydınlatma rehberiniz
Görsel Memnuniyeti garanti ediyor*



Son teknoloji ürünü ışık kaynağı, bütün endoskopik işlemler için gerekli kusursuz aydınlatma sağlar. Kullanımı kolay, yüksek performanslı dijital kontrol sayesinde, uygulama bölgesi üzerinde pürüzsüz ve net bir aydınlanma sağlanır. Gelişmiş LED ve optik teknolojisi sayesinde, doktor ve cerrahların talep ettiği parlak ve dengeli aydınlanmayı/illüminasyonu sağlar. İleri mühendislik, etkili dizayn ve olağanüstü performans- bir endoskopi görüntüleyicileri liderinden beklediğiniz gibi.

Belirgin Özellikleri

- 55000 saat LED ömrü
- Maksimum ışık için Kusursuz Optik Kolimatör
- Elektrik Kontrol sayesinde şiddet/yoğunluk u ihtiyaca göre ayarlayabilir
- Laparoskopi dahil bütün Endoskopik işlemler için ideal
- Kendisinden Filtreli
- Video uygulamaları için parlak ışık
- Yüksek Renksel geriVerim İndisi

- Soğuk beyaz ışık. Renk sıcaklığı 5000° ile 6400° K arası
- Kompakt ve Hafif
- Kolay değiştirilebilir Storz & Wolf uyumlu adaptörler
- Ayarlanabilir hafif kablolu adaptör. 3 ile 10mm Ø kablo kabul eder
- Son teknoloji ürünü elektronik devre verimliliği arttırmakta
- Ultraviyole veya Kızılötesi ışınlar çıkarmaz

www.apex-meditech.com

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

uysalgoksel@gmail.com



Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	100~240V AC @50/60Hz
Güç	130 Watts maks
Güç Girişi	IEC C14 inlet
Sigorta	1A, 5X20mm, Hızlı Şişme
Işığın Dağıtımı	Optik Kolimatör
Yoğunluk Kontrol	Elektronik, Sürekli Değişken
Yoğunluk Varyasyonu	10 ile 100%
Lamba Tipi	Işık Yayan Diyotlar
Renk Sıcaklığı	5000° ile 6400 °K
C.R.I. renk selgeriverim	80
Çıkış Uyumluluğu	Storz & Wolf adaptörler
Kablo Ölçüsü	3 ile 10 mm Kablo Bağlantısı
Lamba Ömrü	55,000 saat
Soğutma Metodu	Cebri/Basınçlı Hava
Boyutlar	31 G X 31 D X 14.5 Y cm
Ağırlık	5.5 kg.
Çalışma Sıcaklığı	15° - 35° C
Koruma derecesi	IP20
Paketleme	35 X 34 X 20 cm

CE



Üretici :



Apex MediTech

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634

Kalitesi Onaylanmıştır

**ISO 13485:2003
ISO 9001:2008**

www.apex-meditech.com

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

uysalgoksel@gmail.com