

CLX250 Xenon Soğuk Işık Kaynağı



Ana Özellikleri

- ✓ 250 Watt Yüksek Güçlü Xenon Lamba
- ✓ Maksimum ışık için mükemmel Optik Kolimatör/yönlendirici
- ✓ Yoğunluk/şiddet elektronik kontrol sayesinde değiştirilebilir
- ✓ Laparoskopi ve artroskopiyi de içeren bütün endoskopi uygulamaları için idealdir
- ✓ Kendinden filtreli
- ✓ Video uygulamaları için parlak ışık
- ✓ Kolay Lamba değişimi
- ✓ Düşük lamba değişim maliyeti
- ✓ Kompakt ve hafif / Taşınabilir
- ✓ Lamba ömrünü monitörize etmek için saat ölçere sahip
- ✓ Storz tarzında hafif kablolu adaptör

TEKNİK ÖZELLİKLER

CLX250

Besleme Gerilimi	230 V +/- 10% AC @ 50 – 60 Hz
Güç	470 Watts (max)
Sigorta	5 Amp x 2, 5 x 20mm Fast Blow
Güç Girişi	Giriş Paneli IEC C14 inlet üç telli ayrılabilir kablo montaj
Kontrol Tuşları	Mod Yüksek/Düşük (ışık çıkışını Yüksek & Düşük arasında değiştirir), Lamba On/Off, Şiddet Artır/Azalt
Optik Renk Sıcaklığı	5600°K
Aydınlatma	7,500lm
Lamba Çeşidi	Xenon Photo Optic X10,252
Aydınlatma Kontrol	Elektronik. Aydınlatma tuşlara basılarak artırılabilir veya azaltılabilir
Işık Dağıtımı	Optik Kolimatör ile
Kablo Konektörü	Storz Fiber Optik Kablo ile uyumlu
Beklenen Lamba Ömrü	500 Saat
Genel Boyutlar	39.5 x 35.0 x 13.5 cm.
Ağırlık	11.0kg
Çalışma Sıcaklığı aralığı	15° - 35° C
Saat Ölçer	Maksimum 9999 a kadar sayabilir ve arkada yer alır.
Garanti	Teslimat tarihinden itibaren 1 yıl.

Üretici :



Apex MediTech

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634

Kalitesi Onaylanmış

ISO 13485:2003

ISO 9001:2008

www.apex-meditech.com

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

uysalgoksel@gmail.com