



CTRmediko



CellSonic – nieinwazyjne urządzenie do leczenia ran i kontuzji



Istnieją dwie podstawowe zalety fali uderzeniowej: jest gwałtowna i przenika do konkretnego miejsca w ciele człowieka.

Podczas ośmioletnich badań naukowcy CellSonic poszukiwali najskuteczniejszego sposobu by wykorzystać zalety fali uderzeniowej. Wynikiem jest najlepszy ręczny lithotripter, dostępny już także w Polsce. Fala uderzeniowa generowana jest w urządzeniu poprzez błysk wysokiego napięcia wywołany przez skoki elektryczne pomiędzy dwoma punktami, cztery razy w ciągu sekundy. Nie ma nic silniejszego niż błysk wysokiego napięcia, a fala uderzeniowa koncentruje się na wybranym punkcie ciała przy pomocy głowicy, której budowa w żaden sposób nie spowalnia jej działania.



Komponenty do budowy urządzenia pochodzą z całego świata, a przede wszystkim z Wielkiej Brytanii, ze względu na konieczność zachowania wyjątkowej trwałości i niezawodności CellSonic. Urządzenie posiada 10 letnią gwarancję. Głowica generuje 50,000 uderzeń, a program Soft Start redukuje ból.



Urządzenie medyczne CellSonic można wykorzystać przy leczeniu wszystkich rodzajów ran i kontuzji u ludzi i zwierząt. Tylko fala uderzeniowa pobudza komórki macierzyste do namnażania i odbudowy struktur organizmu.



**Jakość
potwierdzona
certyfikatami
ISO 13485:2003
ISO 9001:2008
Oraz certyfikatem
CE1023
No. 08 0412 QS/NB**