



CellSonic Limited

Manufacturers of focused and radial shockwave machines CellSonic


sales@cellsonic-medical.com

www.cellsonic-medical.com



سلصونيك الطبية

هناك نوعان من السمات الأساسية التي تتميز بها تقنية الموجات الصوتية الصادمة أو مايسمى بالشوك ويف وهي كالتالي: أولاً أن تكون فجائية وثانياً أن تخترق المكان المطلوب في الجسم. قامت شركة سلصونيك باستثمار ثمان سنوات من البحث للوصول إلى أفضل السبل لتحقيق هذه الأهداف الشيء الذي يمكنها الآن من تقديم أحدث وأفضل ليثوترابتير من النوع المحمول باليد المتوفر في يومنا هذا. تعرف الصدمات على أنها انفجار مفاجئ ناتج عن قفز فلاش كهربائي عالي الضغط بين نقطتين أربع مرات في الثانية؛ ليس هناك اسرع من ومضة/ فلاش الضغط العالي. يتم تركيز الضربة المفاجئة في الجسم عن طريق عاكس وذلك كي لا يحصل إبطاء للموجات الصوتية الصادمة.



تعمل شركة سلصونيك على اختيار مكونات أجهزتها من مصادر موثوقة بها من العالم معظمها تأتي من بريطانيا العظمى حيث يتم التركيز على الجودة والموثوقية والمتانة. يأتي جهاز سلصونيك الطبي مرفقاً بمدة عشر سنوات مدة الضمان. تتوفر رؤوس الجهاز الذي يقدم الصدمات الصوتية على 50000 من الضربات كما يتوفر الجهاز على برنامج البدء المعتدل وذلك للتخفيف من الألم.



يتم استعمال جهاز سلصونيك الطبي لعلاج الجروح وجميع أنواع الإصابات الرياضية في كل من الإنسان والحيوان. تتميز الموجات الصوتية الصادمة بخاصية التسبب في تكاثر الخلايا الجذعية.

Quality approved to
ISO 13485:2003 &
ISO 9001:2008

CE 1023

CERTIFICATE
No. 08 0412 QS/NB



مصانع في شيفيلد في إنجلترا
معرض في ريدهيل في إنجلترا جنوب لندن





CellSonic Limited

Manufacturers of focused and radial shockwave machines CellSonic

sales@cellsonic-medical.com

www.cellsonic-medical.com



جهاز الليثوسبليت

عملت شركتنا على صناعة هذا الجهاز لمدة أربعة عشر سنة وتعتبر الليثوسبليت من الأجهزة الأكثر استعمالاً في العالم لتكسير الحجر في الكلى حيث تتميز بكونها قوية واقتصادية وسهلة الحمل وسعرها معقول. تعتبر الليثوسبليت من الأجهزة المفضلة لدى الجراحين الذين يفتخرون بسمعتهم الجيدة. نسلم الجهاز في حقيبة ويعمل عادة عن طريق إمدادات الأوكسجين الرئيسية المتواجدة في المستشفى. يعتبر كسر الحجر في الكلى الاستخدام الأصلي والأفضل لموجات الصدمة الشعاعية.




جهاز سينكرويف

يعتبر جهاز السينكرويف مشابهاً لجهاز الليثوسبليت حيث يتوفر على نفس الميزات التصميمية المؤكدة؛ يستعمل الجهاز للمعالجة الطبيعية بميزة إضافية: يتم تمرير تيار العلاج الكهربائي بالتزامن مع موجات الصدمة الشعاعية. تستعمل هذه التقنية لتنشيط العضلات.



جهاز السلسوفليتر

قمنا بصناعة جهاز الديجيكارب لسنوات عديدة حيث يتميز هذا الجهاز بجودة عالية للاستعمال داخل غرف العمليات، بالاعتماد على ذلك التصميم الناجح قمنا بصنع جهاز السلسوفليتر بهدف حقن غاز ثاني أكسيد الكربون الطبي وذلك بالتحكم في كمية وحجم الغاز المحقون الشيء الذي يقضي على الجروح المصابة بالعدوى والقروح والخلايا الدهنية والعمل على تحسين حالة جلد الوجه والجسم. يستعمل الجهاز من طرف الأطباء فقط. لا يتواجد هذا الجهاز في صالونات التجميل العادية.



حامل عمودي

طريقة أنيقة ومناسبة لوضع الآلات والأجهزة الصغيرة في متناول اليد.

تقوم شركة سلسونيك بصناعة أجهزة إلكترونية طبية خاصة بالمسالك البولية والجراحة والتجميل؛ تصنع الشركة 17 نوعاً من الأجهزة الطبية وكذلك المواد الهلامية/الجيلات والكريمات



مصانع في شيفيلد في إنجلترا
معرض في ريدهيل في إنجلترا جنوب لندن

