

# digiAIR-4

## Laparoskopi için Dijital Hava Üfleyici



### Ana Özellikleri

- Gelişmiş Yüksek Hızlı Mikroişlemci devre parçaları havanın dağıtımı ve ölçümünde üstün performans ve hassasiyet gösterir.
- Eşsiz kontrol algoritması yüksek kaçak/sızıntı oranlarında bile pnömopeirtonu/periton(karın) boşluğundaki havayı dengeler.
- Bütün prosedürler için, özellikle emilim gerçekleştiğinde bile havanın hızlı dağıtımını garanti eder ve anında yanıt verir.
- Çalışma maliyeti yok.
- Bakım/Onarım gerektirmeyen tasarım
- Full Dijital Sistem
- Hassas elektronik düzenleme ile yüksek hava debisi.
- "Yumuşak Akış -Açık" ve "Yumuşak Açık-Kapalı" algoritması aşırı karın içi basıncı önler
- Yüksek Enerjili Hava Pompası
- Sessiz Çalışma
- Full Otomatik
- Basınç ve Debi için Dijital Gösterge
- Debi 1 ile 20 arasında ayarlanabilir
- Basınç 1 ile 30 mmHg ayarlanabilir
- Kolay Kullanım
- Kompakt ve Hafif

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## digiAIR-4

Besleme Gerilimi	230V AC @50/60Hz (110V opsiyonel)
Güç	20 Watts (maks)
Giriş Gazı	Hava (Atmosferik)
Çıkış Basıncı Ayarı	1 ile 30 mmHg
Çıkış Bağlantısı	4~5.5mm
Debi Ayarı	1 ile 20
Ağırlık	1.6 KG
Ekran	4 Dijital - 7 Segment Parlak LED
Tuş Takımı	4 Dokunmatik
Ses Göstergesi/Uyarıcısı	Var
Taşıma Çantası	Ücretsiz tedarik edilmektedir

Üretici :



**Apex MediTech**

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,  
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009. India  
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634



Kalitesi Onaylanmış

ISO 13485:2003  
ISO 9001:2008

[www.apex-meditech.com](http://www.apex-meditech.com)

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

[uysalgoksel@gmail.com](mailto:uysalgoksel@gmail.com)