

PC-gebundenes Urinfluss-Messsystem

digiFLOW-4

Das digiFLOW-4 ist ein kompaktes, Hi-Tech digitales Urinfluss-Messsystem, entwickelt für die praktische tägliche Untersuchung.

Das Gerät arbeitet mit jedem Standard-PC. Die Untersuchung startet automatisch, sobald der Patient Wasser lässt. Die Skalen für Fluss und Volumen sind einstellbar.

Die Patientendaten werden auf einer Festplatte mitsamt der Testergebnisse gespeichert und können so zu jeder Zeit für Betrachtung oder Ausdruck abgerufen.

Der Drucker liefert ein einfaches und klares Druckbild der Werte des Urinfluss-Messsystems und der Patienten-Informationen. Es druckt ebenso den Namen des Institutes im Kopf des Ausdruckes aus. Die graphische Darstellung der Fließrate wird alphanumerisch unterstützt.



PC-gebundenes Urinfluss-Messsystem



Wichtige Eigenschaften:

- Voll automatisch
- Bedienfreundliches PC-gebundenes System
- Nutzt den Parallelport des PC zur Kommunikation mit der Hardware. Der gleiche Port kann auch für den Drucker verwendet werden.
- Einfaches und klares Druckbild in Farbe oder schwarz/weiß über jeden Farbdrucker, der am PC installiert ist
- Echtzeit Display in Farbe
- Langzeit-Tests, bis zu 30 Minuten
- Verschiedene Tests können nacheinander durchgeführt werden, ohne das Gefäß jedes Mal zu lehren
- Automatik- / Handstart und Automatikstopp
- Die Patientendaten werden auf Festplatte gespeichert und können jederzeit für Analyse oder Druck abgerufen werden
- Wartungsfrei
- Ausdruck mit Graphik und Textangaben
- Messbreite des Flusses: 0 – 50 ml/sec
- Messbreite des Volumens: 0 – 2000 ml
- Möglichkeit Fremdkörper zu entfernen
- Siroky Nomogramm (optinal)
- Wiederverwendbarer Urinbehälter und Trichter
- Hochpräziser Sensor für Fluss und Volumen
- Wählbare Skalierung (zoomen) für beide Displays, wie auch den Druck
- Urinierstuhl (optional)
- Möglichkeit der Aufrüstung für Urodynamic
- Versand mit vollwertiger Online Hilfe