

TIME MACHINE

DİJİTAL CİLT BAKIM SİSTEMİ



BELİRGİN ÖZELLİKLER

- Kırıksıklıkları oldukça hızlı azaltır
- Cildin tonunu düzenler geliştirir
- Kolay montaj ve kullanım
- Dijital Enerji Seviyesi Ayarı
- Seçime göre 10 ila 20 dakikalık zaman ayarları
- Özellikle cilt bakımı için tasarlanmış dört farklı faz
- Uzun ömürlü eldivenler, yüz üzerinde yapışkan ve sert elektrotlar kullanmak gerekmez
- Ultra Yüksek Hızlı İşlemci
- Yüz ve vücut için iki farklı mod ve program
- Basit soft dokunmatik tuşlar
- Geliştirilmiş Enerji Kontrolü için Bulanık Mantık prensibi
- Taşınabilir, Hafif sistem
- Ücretsiz taşıma çantası
- Çok rahat bir ortamda tedavi/uygulama
- Geleneksel yöntemlerin dışında ağır şoklar hissedilmez
- Makine komple bakım ve onarım gerektirmez
- Az güç harcar
- Çok düşük tedavi başına maliyet değerleri

CE 1023



CE 1023

TIME MACHINE

Teknik Özellikler

Kontrol Ünitesi

Metod	Ultra Yüksek Hızlı Mikro İşlemci
Besleme Gerilimi	230V +- 10% AC @50-60 Hz
Güç	10 Watts (maks)
Sigorta	500mA, 5X20mm , Hızlı Şişme
EN60601-1 Sınıf	II
EN60601-1 Tip	B
Güç Girişi	IEC C14 inlet üç telli ayrılabilir kablo montaj.
Tedavi devir zamanlama	10'dan 20 dakikaya kadar 1'er dakikalık değişimlerle ayarlanabilir
Enerji Düzeyleri	1'den 10'a - 10 seçenek
Tedavi başına faz	Dört
Görüntü	Dijital 7 Segment LED
Çalışma Sıcaklığı	15° - 35° C
Boyutlar	90 mm H X 280 mm W X 240 mm D
Ağırlık	3 kG
Korunma Derecesi	IP20

Bakır Eldivenler

Materyal Bağlantısı	Polimer ve Bakır karışımı
Weight	4 mm bağlantı tuşu
Sterilizasyon Metodu	10 gr
	Etilen Oksit, Formaldehit, Gluteraldehit 2% veya Dezenfektan Temizleyici

Üretici :



Apex MediTech

"Siddhivinayak", Maheshwari Soc.,
Sahakar Nagar No.2, Pune 411 009, India
Tel : ++91(20) - 24222630, 24222634



Kalitesi Onaylanmış

ISO 13485:2003
ISO 9001:2008

www.apex-meditech.com

CellSonic Ltd Resmi Üreticisidir.

uysalgoksel@gmail.com